

## 微量琼脂糖凝胶回收试剂盒

### MicroElute<sup>®</sup> Gel Extraction Kit

货号	D6294-00	D6294-01	D6294-02
反应次数	5 次	50 次	200 次
MicroElute <sup>®</sup> DNA Columns	5 个	50 个	200 个
2 mL Collection Tubes	5 个	50 个	200 个
XP2 Binding Buffer	5 mL	30 mL	120 mL
SPW Wash Buffer	2 mL	20 mL	3 x 20 mL
Elution Buffer	5 mL	15 mL	15 mL
User Manual	✓	✓	✓

#### ★ 保存方式及稳定性

1. 按条件保存的试剂盒保质期为 24 个月（见盒外失效日期），所有组分均可常温运输；
2. 当贮存温度较低时，XP2 Binding Buffer 易析出沉淀，请在使用前把整瓶试剂置于 37°C 中，至沉淀完全溶解，充分混匀后再使用。
3. 本试剂盒仅限科学研究使用。

#### ★ 实验前准备

按照下表提示，使用【无水乙醇】对 SPW Buffer 进行稀释，稀释后室温保存。

货号	无水乙醇 加入量
D6294-00	8 mL
D6294-01	80 mL
D6294-02	80 mL (每瓶)

## ★ 用户自备仪器及耗材：

- ✓ 离心速度可达 13,000xg 的离心机、涡旋仪、温度可达 60°C 的孵育装置
- ✓ 无菌无酶的 1.5ml 离心管
- ✓ 无水乙醇
- ✓ (可选) 5M 醋酸钠 pH5.2、无菌水

## ★ 回收操作步骤 —— 离心方案

1. 琼脂糖凝胶电泳分离 DNA 片段，任何类型或等级的琼脂糖都可以使用；强烈建议您使用新鲜的 TAE /TBE Buffer 作为电泳缓冲液。不要重复使用电泳缓冲液，因其 pH 的升高易导致产量降低；
2. 当所需 DNA 片段在琼脂糖凝胶上完全分离时，使用一把干净锋利的手术刀小心地切下所需 DNA 片段，尽量切除多余的胶体；
3. 将带有目的片段的凝胶块转移至 1.5mL 离心管，称重得出凝胶块的重量；
4. 往离心管中加入与胶体等体积的 XP2 Binding Buffer；  
**# 注意：**按照 1g/mL 来计算需要添加的溶胶液 XP2 Binding Buffer 体积；  
例如：凝胶薄片的重量为 0.3g，则需要加入 0.3mL 的溶胶液 XP2 Binding Buffer。
5. 置于 55-60°C 孵育 7 分钟或至凝胶完全融化，每 2-3 分钟振荡或涡旋混合物。如胶块较大或胶浓度较高，可适当延长孵育时间至胶体完全融化；  
**# 重要提醒：**在凝胶完全溶解之后，注意凝胶-XP2 Binding Buffer 混合物的 pH 值。如果其 pH 值大于 8 的话，DNA 的产量将大大减少。观察混合物的颜色，如果是橙红色，则要加入 5 $\mu$ L 5 M 醋酸钠 (pH 为 5.2)，以调低其 pH 值。经过这一调节，该混合物的颜色将恢复为正常的黄色/浅黄色。
6. 把 MicroElute<sup>®</sup> DNA Columns 套在 2mL 收集管内；
7. 转移不超过 700 $\mu$ L DNA 溶胶液全部转移至 MicroElute<sup>®</sup> DNA Column 中，室温下 10,000 x g 离心 1 分钟，弃滤液，将柱子套回 2mL 收集管内；
8. 如果 DNA 溶胶液的体积超过 700 $\mu$ L，则重复步骤 7 至所有 DNA 溶胶液全部通过结合柱；
9. 弃滤液，将 MicroElute<sup>®</sup> DNA Column 套回 2mL 收集管内。加 300 $\mu$ L XP2 Binding Buffer 至结合柱中，室温下，最大速度 ( $\geq 13,000$ ) 离心 1 分钟，弃

滤液；

10. 将 MicroElute® DNA Column 套回 2mL 收集管内。加 700 $\mu$ L SPW Wash Buffer (已加无水乙醇稀释) 至结合柱中。室温下 10,000xg 离心 1 分钟, 弃滤液;  
# **可选**: 如下游实验对盐离子含量较为敏感, 可重复步骤 10 进行第二遍 SPW Wash Buffer 洗涤;
11. 将 MicroElute® DNA Column 套回 2mL 收集管内, 室温下 $\geq$ 13,000xg 离心 1 分钟以甩干结合柱基质残余的液体;
12. 将 MicroElute® DNA Column 装在一个干净的 1.5mL 离心管上, 加入 10~20  $\mu$ L 到结合柱基质上, 室温放置 2 分钟, 13,000xg 离心 1 分钟以洗脱 DNA。  
# **注意**: 第一次洗脱可以洗出 70-80%的结合 DNA。如有必要可进行二次洗脱。
  - 用新的 Elution Buffer 进行二次洗脱 (可增加产量, 但会导致浓度降低)
  - 将第一次洗脱出的 Elution Buffer 重新加至结合柱内进行二次洗脱 (可增加洗脱浓度但不增加洗脱体积)。

## ★ 产品信息卡



更多详情, 请扫描左方二维码获取原文说明书  
中文翻译仅供辅助阅读



**omega**  
BIO-TEK

中国总代理: 广州飞扬生物工程有限公司

技术支持: 020-32051125

企业 QQ: 800848200 (人工客服在线)

中文网站: **omegabiotek.com.cn**

如需查询代理商名录, 请关注“飞扬生物”微信号获取

### 售后保障服务说明

为确保您所使用的试剂为正品来源, 请从使用单位所在地指定代理商处购买 Omega bio-tek 产品。由其他渠道购买或任一标签信息(应包括货号、条形码、完整 Lot 号、失效日期)缺失的试剂盒, 我司恕不提供任何质量保证及售后服务。

## ★ 提取步骤示意图

### 离心操作流程



从琼脂糖凝胶上割下所需目的片段



加入溶胶液溶解



转移液体至结合柱内



洗涤



干燥



洗脱

### 真空抽滤操作流程



从琼脂糖凝胶上割下所需目的片段



加入溶胶液溶解



把结合柱插到抽滤盒上  
转移液体至结合柱内



负压抽滤  
让液体通过结合柱



干燥



洗脱